

## 固体NMRを用いた混合物のスペクトル分離

関連製品：核磁気共鳴装置(NM)

図1はL-HistidineとL-Histidine Hydrochloride Monohydrateの混合物を溶液状態および固体状態で測定したNMRスペクトルです。溶液状態では1種類のスペクトルしか観測されませんが、固体状態で測定するとそれぞれの結晶状態を反映したスペクトルが観測されていることがわかります。このように固体NMRでは溶液状態にしてしまうと失われてしまう結晶状態での情報を得ることができます。




図1 上段：各試料10mgをD<sub>2</sub>Oに溶解させて測定した溶液<sup>13</sup>C NMRスペクトル  
下段：各試料を混合させた固体<sup>13</sup>C NMRスペクトル

固体NMRのROSY法は混合物をそのままの状態ですべての成分を分離できる手法です。図2では実際にROSY法を用いることでL-HistidineおよびL-Histidine Hydrochloride Monohydrateのそれぞれの<sup>1</sup>H緩和時間の違いを利用して各成分のスペクトルに分離しました。このように、ROSY法は混合物の解析に有用な手法であることがわかります。




図2：ROSYスペクトル

### ROSY法とは

ROSY(Relaxation Ordered Spectroscopy)<sup>1)</sup>は混合物中の各成分の<sup>1</sup>H緩和時間の違いを用いてCPMASスペクトルを分離する解析手法です。

固体NMRでは溶液NMRと異なり、通常は各化合物ごとに単一の<sup>1</sup>H緩和時間を持つため、それぞれの化合物のT<sub>1</sub>が大きく異なる場合に適用できます。

### きれいなROSYスペクトルを得るためには

超高速MASにより<sup>1</sup>H信号が先鋭化し<sup>1</sup>Hのスピンの拡散が抑制されると<sup>1</sup>H緩和時間が均一ではなくなるため、超高速MAS下ではROSY法はうまくいかないことがあります。そのため10kHz程度のMAS speedで測定し、SSBはTOSSIによって低減させるほうがきれいなスペクトルが得られやすくなります。

試料：L-HistidineおよびL-Histidine Hydrochloride Monohydrateの混合物  
使用装置：JNM-ECZ500R 5mmSuperCOOL(溶液), 3.2mm HXMAS(固体)

<sup>1)</sup> Y. Nishiyama, M.H. Frey, S. Mukasa, H. Utsumi, J. Magn. Reson. 202(2010) 135.

