

新製品: Pre-Cool ASC30 (冷却機能付 オートサンプルチェンジャ)の紹介

関連製品:核磁気共鳴装置(NM)

安全.簡単.コンパクトで好評をいただいています
NMR用オートサンプルチェンジャJackBean シリーズにサンプル冷却機能付きPre-Cool ASC30*が加わりました。

Pre-Cool ASC30は、測定待機中の試料を4°C付近で保冷し、試料の変性を防ぎます。

食品試料、生体試料等の冷却保存が必要なサンプルをご利用の方は、是非ご検討ください。

*2017年4月時点で、ASC30、試料数30本のみ対応しています。

*対応機種については弊社営業担当者にご確認ください



Cooling Air

冷却器

本誌の記載内容は予告なしに変更することがあります。

Copyright © 2016 JEOL Ltd.

このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。