

Pre-Heat ASC30 : プリヒート機能付きオートサンプルチェンジャー ～加熱実験をより安全に、より効率的にするオートサンプルチェンジャー～

関連製品: 核磁気共鳴装置(NM)

Pre-Heat ASC30 ※¹は、試料を～160℃ ※²の高温で加熱待機させることができるオートサンプルチェンジャーです。従来の30本の室温スロットとは別に独立した12本の加熱スロットを用意することによって15本の室温試料と12本の加温試料の両方を連続して扱うことが可能になりました※³。

セットした試料をマニピュレーターにより超伝導磁石内へ搬送するため、試料交換時の階段昇降が不要です。また、NMR試料管に直接触れることの無い設計になっているため、高温試料を安全に搬送することが可能です。



12本加温スロット

30本室温スロット



30本室温スロット(加温スロットのサンプルも測定後は室温スロットに回収されます。)

12本加温スロット

使用装置 :JNM-ECZ500R, Pre-Heat ASC30

※¹: 商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※²: ヒーターの実温度ですので、試料温度これより低くなります。

※³: 加熱試料は測定後、室温放置で冷却されます。

Copyright © 2019 JEOL Ltd.

このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出入管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。

