

# BM テスト™HbA1c ブランク液

## 使用説明書

この使用説明書をよく読んでから使用してください

本品は、BM テスト™HbA1c を使用し、日本電子自動分析装置にて全血中のヘモグロビン A1c(HbA1c)を測定する際に、ブランク液として使用するものです。

### 〔使用法〕

- そのまま使用します。
- 使用後は、閉栓して貯法に従い保存してください。

### 〔取扱い上の注意事項〕

- 本品は、日本電子自動分析装置用の BM テスト™HbA1c 用ブランク液ですので、本目的以外には使用しないでください。
- 本品には防腐剤として皮膚などを刺激することがあるプロクリン 300 (Sigma-Aldrich 社製) が含まれております。誤って目に入ったり、皮膚や衣類についたときは速やかに水で洗い流してください。  
必要であれば医師の手当てを受けてください。
- 本品の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法等の規制に留意してください。

〔包装〕 5mL × 1

〔貯法〕 2～10℃

〔使用期限〕 外装に表示してあります。

〔お問い合わせ先〕\* 日本電子株式会社  
医用機器事業部 ME コールセンター  
〒190-0012 東京都立川市曙町 2-8-3 新鈴春ビル  
電話番号:0120-134-770(受付時間 8:30～17:20)  
FAX 番号:0120-134-765

製造販売元 日本電子株式会社  
東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 11 番地 1  
TEL (042) 560-9120(代表)