

JASON Tips

NMJT_0001

JASONを始めよう

JASON


The next-generation analytical software




JASON (JEOL Analytical Software Network) は、JEOLによって開発されたNMRデータの解析ソフトです。

● JASONをダウンロードする

まず、JASONのサイト <https://www.jeoljason.com> にアクセスし、[ソフトウェアのお試し]もしくは[ソフトウェアのダウンロード]のタブを選択します。開いたページから、ソフトウェアのダウンロードと試用版のライセンスの登録ができます。(試用版は46日間無料です。)





[Download JASON]をクリックし、使用するOSに合わせて[DOWNLOAD]ボタンを選択します。
(対応するOS: Windows 8.1以降 および Mac OS X)
インストーラーを開くとセットアップの画面が表示されますので、指示に従ってインストールを行います。





● JASONをアクティブ化する

インストールしたJASONを開くとライセンスの画面が開きます。この画面にComputer IDが表示されますので、IDをコピーし、ウェブサイトのフォームの“Computer ID”に入力します。その他の必須項目もフォームに入力し、メールを送信します。



送信したメールが認証されると、ライセンスキーが記載されたメールが届きます。入手したライセンスキーを入力して[Activate]ボタンを押すと、JASONがアクティブ化され、試用版が利用できます。



※これらはJASON ver.1.2によるものです。