

日本電子

受託分析のご案内

【MS/NMR】



お客様のご希望に沿って測定を行います

日本電子の装置とアプリケーション技術を活用し、研究開発・品質管理・トラブル解析に必要な測定データをご提供します。

主な受託装置の特長

■ 質量分析計（MS）

直接導入法による精密質量測定、元素分析や構造分析を行います。

イオン化法	使用機種
Direct Analysis in Real Time (DART [®]) 法 注)さまざまな形態・状態の試料を前処理なしに迅速に分析できるイオン源です	JMS-T100LP/DART™
マトリックス支援レーザー脱離イオン化 (MALDI) 法	JMS-S3000

■ 核磁気共鳴装置（NMR）

溶液や固体試料の NMR 測定を行い、化学状態や分子環境の確認に有用なスペクトルデータを取得します。

測定コース		使用装置
¹ H 測定	¹ H & 多核測定	400 MHz もしくは 500 MHz 装置 いずれも ¹ H 共鳴周波数
低周波核測定	二次元 NMR 測定	
拡散係数測定 (DOSY)	定量 NMR	
固体 NMR 測定	電池材料測定	

* NMR 受託分析については、測定データの取得を主とするサービスです。
詳細な信号帰属、未知化合物の構造決定、詳細なデータ解析は原則として含まれません。

守秘義務

ご依頼の内容につきましては、ご依頼元、試料の名称、分析結果など一切の秘密を遵守します。受託料金表に業務受託約款が記載されていますので、ご確認ください。特にご要望の場合は、秘密保持契約 (NDA) を締結させていただきます。

■ 日本電子受託分析の WEB ページはこちら →

http://www.jeol.co.jp/service_support/analysis/



■ お客様ご自身での分析にはシェアリングサービスがおすすめです →

http://www.jeol.co.jp/service_support/sharing/



お問い合わせ先 | ソリューション開発センター TEL : 042-542-5501

* 外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

このカタログに掲載した商品は、外国為替および外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせください。



本社・昭島製作所
〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 TEL : 042-543-1111 (大代表) FAX : 042-546-3353
www.jeol.co.jp ISO 9001・ISO 14001 認証取得

▼ 国内拠点



東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大成大手ビル13階 業務統括センター TEL : 03-6262-3564 FAX : 03-6262-3589 SI営業本部 TEL : 03-6262-3567 FAX : 03-6262-3577
SIグローバル本部 SI欧米部 TEL : 03-6262-3561 FAX : 03-6262-3577 SIアジア部 TEL : 03-6262-3562 SI販促室 TEL : 03-6262-3567 ライフサイエンス・セールスプロモーション室 TEL : 03-6262-3567
NMR・ソリューションセールス部 TEL : 03-6262-3575 SIセミコンダクタービジネス本部 TEL : 03-6262-3567 IS営業部 TEL : 03-6262-3570 SE事業戦略本部 SE営業部 TEL : 042-542-2383 (本社・昭島製作所)

SIサービス事業部
総合コールセンター
☎ 0120-134-788



サービスサポート
仙台 TEL:022-265-5071 筑波 TEL:029-856-2000
大阪 TEL:06-6304-3951 広島 TEL:082-221-2510

東京 TEL:042-526-5285 札幌 TEL:011-736-0604
横浜 TEL:045-474-2191 名古屋 TEL:052-586-0591
高松 TEL:087-821-0053 福岡 TEL:092-441-5829