

分析機器も シェアリングサービスへ

お客様の「^{コト}利用」に軸足を置いた新しいサービスです
最先端ハイエンド装置を従量課金でご利用いただけます

JEM-ARM200F NEOARM^{ex}

原子分解能分析電子顕微鏡

JNM-ECZLシリーズ/JNM-ECZ800R
核磁気共鳴装置

JAMP-9510F

フィールドエミッションオーガニクマイクロプローブ



JEOL のシェアリングサービスは、
文部科学省の「研究支援サービス・パートナーシップ認定制度」の認定サービスとして採択されました。

JEM-ARM200F NEOARM^{ex}

原子分解能分析電子顕微鏡

- ハイスループットなハイエンド原子分解能分析電子顕微鏡
- 高効率 158 mm²の Dual-SDD 仕様
- in situ 観察に対応するホルダーを多数ご用意

主な仕様

分解能：82 pm

加速電圧：60 kV、80 kV、120 kV、200 kV

電子銃：冷陰極電界放出形電子銃

Cs コレクター：STEM Csコレクター JEOL COSMOTM 自動収差補正システム

詳しくはこちら



■ 年間会員：**924**万円(税込)～

■ ワンストップ会員：**93.5**万円(税込)/日

JAMP-9510F

フィールドエミッションオージェマイクロプローブ

- 電池材料における Li の高分解能イメージング
- 化学状態分析
- バルク試料で REELS 測定が可能
※REELS (反射電子エネルギー損失分光法)

主な仕様

二次電子分解能：3 nm (25 kV、10 pA)

分析時の最小プローブ径：8 nm (25 kV、1 nA)

加速電圧：0.5 ～ 30 kV

エネルギー分解能：0.05 ～ 0.6%

詳しくはこちら



■ 年間会員：**385**万円(税込)～

■ ワンストップ会員：**38.5**万円(税込)/日

JNM-ECZLシリーズ/JNM-ECZ800R

核磁気共鳴装置

- 固体測定対応
※JNM-ECZLシリーズ
- JNM-ECZ800RにてUltraCOOLプローブ搭載

主な仕様

<JNM-ECZL400R：固体NMR>

・プローブ：4 mm HXMAS (VT：常温～+80℃、回転速度：18 kHz程度)

8 mm HXMAS (VT：常温～+120℃、回転速度：7 kHz程度)

・測定可能核種：¹H、¹⁹F、³¹P～¹⁵N、低周波核 (一部除く)

<JNM-ECZ800R：溶液NMR (高感度低温プローブ)>

・プローブ：UltraCOOLプローブ (CH)、VT：室温～+150℃

UltraCOOLプローブ (HCN)、VT：室温～+80℃

・測定可能核種：¹H、¹³C、¹⁵N

・サンプルチェンジャー：24本

詳しくはこちら



■ タイムシェアサービス：**4.4**万円(税込)/時間～

■ ワンストップサービス：**19.8**万円(税込)/回～

お客様の分析をサポートする様々なオプションプランをご用意しています！

例えば

■ 試料作製・調製

シェアリングご利用日に合わせて、
試料加工を依頼できます。

■ コンシェルジュ対応

当社専門スタッフと最先端技術の体験や
分析のノウハウが学べます。

※ この他にも、受託分析や講習など、
様々なプランをご用意しております。
詳細はお問い合わせください。

*外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

このカタログに掲載した商品は、外国為替および外国貿易法の安全輸出入管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせください。

JEOL 日本電子株式会社

本社・昭島製作所

〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 TEL: 042-543-1111 (大代表) FAX: 042-546-3353

www.jeol.co.jp ISO 9001・ISO 14001 認証取得

東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大城大手町ビル13階

業務統括センター TEL: 03-6262-3564 FAX: 03-6262-3589

SI営業本部 SI販売室 TEL: 03-6262-3567 FAX: 03-6262-3577 ライフサイエンス・セールスプロモーション室 TEL: 03-6262-3567 NMR・ソリューションセールス部 TEL: 03-6262-3575

SIグローバル本部 欧米部 TEL: 03-6262-3561 中国部 TEL: 03-6262-3562 AP部 TEL: 03-6262-3563 SIセミコンダクタービジネス本部 TEL: 03-6262-3567 IS営業部 TEL: 03-6262-3570

MEソリューション販売室 TEL: 03-6262-3571 SE事業戦略本部 SE営業部 TEL: 042-542-2383 (本社・昭島製作所)

▼ 国内拠点



SIサービス事業部
総合コールセンター
☎ 0120-134-788



サービスサポート

仙台 TEL: 022-265-5071 筑波 TEL: 029-856-2000
大阪 TEL: 06-6304-3951 広島 TEL: 082-221-2510

東京 TEL: 042-526-5285 札幌 TEL: 011-736-0604
横浜 TEL: 045-474-2191 名古屋 TEL: 052-586-0591
高松 TEL: 087-821-0053 福岡 TEL: 092-441-5829