

電解質拡散NMR用高気密測定ツール

関連製品：核磁気共鳴装置(NMR)

電池の電解質などの嫌気性試料用NMR測定ツールです。サンプリング作業が制限されるグローブボックス内でも容易に試料のパッキングが可能です。5mm径の溶液NMR試料管に対応しており、簡便に気密状態でのNMR測定を行えます。溶液電解質や固体電解質の拡散測定にお勧めです。



※ 別途トルクドライバーが必要になります。
※ 対応試料管については営業にお問い合わせください。