


ROYALプローブ HFXの紹介

関連製品:核磁気共鳴装置



ROYALプローブ HFXは

世界初の2重共鳴、3重共鳴を自動的に切り換え可能な



溶液プローブです。このプローブはJNM-ECZS、ECZR分光計と組み合わせて

1. ROYALプローブの¹H,¹⁹F感度性能

2. TFHプローブ※の2チャンネル分光計での3重共鳴の機能

※TFH probe: observe T unable multinuclear including ¹⁹F and ¹H probe を1本のプローブで実現することが可能になります。

ROYALプローブ HFXはシングルチューン⇄デュアルチューンを切り替えるコイルを、拡張オートチューニングユニットで自動的に制御します。



ROYALプローブ HFX

本誌の記載内容は予告なしに変更することがあります。

Copyright © 2017 JEOL Ltd.

このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。