

# QBaseによる金属材料の判定

## ステンレス、銅合金への適用

Key Word : QBase, 材質判定, ステンレス, 銅合金,

QBaseとは、測定データとデータベースとの相関係数を計算して、組成の近いデータをリスト表示する材質判定プログラムです。素材の購入から生産、出荷、さらにクレーム対応の過程で材質の判定が簡単に行えますので品質管理に役立ちます。ユーザーは過去に測定したデータをデータベースとして使用できますので、データベースを一層充実させることができます。

